

PARA QUE VOCÊ POSSA CONFIAR NO QUE ESTÁ EM SUAS MÃOS.

Nonin CO-Pilot™

Sistema de multiparâmetro portátil sem fio (H500)



Oximetria de pulso



Taxa de pulso



Carboxiemoglobina



Metemoglobina



Oximetria cerebral ou tecidual

Emergências podem acontecer em qualquer lugar. E medições não confiáveis deixam todos expostos.

Você precisa ser capaz de depender das ferramentas que usa para poder se concentrar nas vidas que dependem de você. Apresentando o sistema portátil sem fio multiparâmetro Nonin CO-Pilot™ para medir cinco parâmetros de maneira confiável, incluindo SpO₂, COHb e rSO₂ mesmo nas condições mais desafiadoras. **Para que você possa confiar no que está em suas mãos.**

Um sistema de monitoramento multiparâmetro sem fio único

Projetado para ambientes EMS exigentes

Projetado para resistir às condições desafiadoras enfrentadas no campo, o Sistema Nonin CO-Pilot™ é um sistema flexível de cinco parâmetros capaz de medir SpO₂, taxa de pulso, COHb, MetHb e rSO₂, tudo em um dispositivo portátil sem fio.

Leituras responsivas



Aceita Nonin SpO₂, rSO₂ e sensores multiparâmetros



Indicado para precisão de SpO₂ de 80% a 100% com CO até 15%



Precisão de COHb com pacientes em normóxia e hipóxia

Confiabilidade no campo



Design leve e portátil é fácil de transportar e usar



Os sensores multiparâmetro Nonin e rSO₂ oferecem desempenho confiável



O design robusto atende aos rígidos padrões IEC 60601-1-12 EMS

Recursos projetados para fornecer precisão e confiabilidade

Sensores de durabilidade comprovada podem monitorar vários parâmetros ao mesmo tempo

A forma de onda pleth é exibida simultaneamente com os parâmetros medidos usando o Sensor Multiparâmetros (8330AA)

Display sem fio e processador de sinal pré-pareados; nenhuma etapa adicional necessária

O sistema também pode monitorar rSO₂ durante a ressuscitação ou ECMO

A carga total da bateria fornece aproximadamente 10 horas de autonomia



Display e maleta de transporte Nonin CO-Pilot™

Processador de sinal sem fio

8330AA
Sensor de ponta do dedo

Sensor
SenSmart® 8204CA

Nonin Medical, Inc.

13700 1st Avenue North
Plymouth, MN • 55441-5443 • EUA

Tel: +1.763.553.9968 1.800.356.8874

Fax: +1.763.577.5521

E-mail: info@nonin.com

Nonin Medical B.V.

Doctor Paul Janssenweg 150
5026 RH Tilburg • Holanda

Tel: +31 (0)13-79 99 040

Fax: +1 (0)13-79 99 042

E-mail: infointl@nonin.com



nonin.com



CE 0123

Somente Rx